

Lagerung

> Für mehr Sicherheit und Komfort

PM-Alpha Rollboard Vision

Patiententransport: sicher, bequem, zügig

Das Rollboard kann im MR-Raum für den liegenden und den variabel sitzenden Transfer in allen Positionen eingesetzt werden. Kleine Höhenunterschiede können problemlos überbrückt werden. Das Brett ist robust und mit vier Griffen, sicher zu handhaben. Es ist faltbar, kann einfach transportiert und platzsparend verstaut werden. Der Bezug lässt sich zur Reinigung abnehmen.



LA 8055 | Rollboard Vision

PM-Alpha Gleitmatte

Patientinnen und Patienten sicher und bequem umlagern

Die kernspinttaugliche Gleitmatte ist flexibel, für die sichere und bequeme Umlagerung von Patienten von der Liege und aus dem Rollstuhl heraus. Die gepolsterte Transporthilfe erleichtert dem Pflegepersonal das Handling der Patienten, insbesondere wenn diese sediert oder besonders schwer sind. Auch in anderen Größen erhältlich.



LA 8050 | PM-Alpha Gleitmatte

MediMattress

Für mehr Komfort im Scanner

Die MediMattress reagiert auf Körperform und -temperatur von Patientinnen und Patienten und schmiegt sich jeweils individuell an. Mit der einfach zu platzierenden Matte wird die Untersuchung im Scanner komfortabler, gerade auch bei chronischen oder akuten Schmerzbeschwerden.

Ausführungen:

LA 8025 | MediMattress Phillips

LA 8035 | MediMattress GE

LA 8040 | MediMattress Siemens

MediMattress Spinal

Bessere Bilder und mehr Komfort

Bei Wirbelsäulenuntersuchungen bietet die MediMattress Spinal optimalen Halt bei optimaler Bildqualität: Dank konkaver Form bleibt die Distanz zum RF-Receiver klein während Patientinnen und Patienten im Scanner seitlich stabilisiert werden. Intelligenter „reflex foam“ sorgt für hohen Komfort während der Untersuchung.



LA 8040 | MediMattress Siemens

LA 8045 | MediMattress Spinal (alle Hersteller)

Spezifikationen

PM-Alpha Rollboard Vision

Abmessungen	195 x 50 cm, faltbar
Material	Rollboard: Polyethylen Bezug: Nylon
Gewicht	1,6 kg
Belastbarkeit	bis 200 kg
Griffe	4
Farbe	rot
Pflegehinweise	Bezug: 60° Maschinenwäsche Board: abwaschbar
MR-Kompatibilität	Bis 3 Tesla getestet

PM-Alpha Gleitmatte

Abmessungen	190 x 60 cm
Material	PES/Carbon
Gewicht	1 kg
Belastbarkeit	bis 200 kg
Farbe	blau/rot
Pflegehinweise	90° Maschinenwäsche
MR-Kompatibilität	Bis 3 Tesla getestet

MediMattress und MediMattress Spinal

Abmessungen	Phillips Matress: 150 x 47 cm GE Matress: 150 x 39 cm Siemens Matress: 120 x 49 cm MediMattress Spinal: 120 x 50 cm Höhe: 2 bis 6 cm
Material	Matratze: PUR-Schaum Bezug: Vinyl
Reinigung	abwischbar
MR-Kompatibilität	Bis 3 Tesla getestet