



# MULTIPAD Bendy

Die ideale Ergänzung für noch mehr Flexibilität

Aufgrund der Dimension von 24 x 10 cm und der variablen Dicke von 1-4 cm ist das MULTIPAD Bendy hervorragend für eine Vielzahl von Gelenkuntersuchungen, insbesondere auch mit Flexspulen geeignet. Durch die biegsame Form lässt es sich einfach und grossflächig an die Anatomie des Patienten anpassen und gewährleistet somit eine angenehme und zugleich stabile Fixierung.

## Flexible Anwendungsmöglichkeiten für optimale Ergebnisse






« Die meisten unserer Lagerungshilfen sind eckig oder keilförmig und passen sich deshalb bei etlichen Untersuchungen nicht gut an die Körperform an. Das MULTIPAD Bendy ist **flexibel biegsam** und so können wir es bei Knie- und Ellenbogenuntersuchungen ideal um die Extremitäten „herumwickeln“. Das erleichtert unsere Arbeitsabläufe und ist für die Patienten viel **angenehmer**, da **keine Druckstellen** mehr entstehen. »



Teamleitung MRT  
Privates Röntgeninstitut

## Anwendungsbeispiele

Die Erweiterung der MULTIPAD Produktfamilie durch das MULTIPAD Bendy sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Immobilisierung der Patienten in Kopf- und Extremitätenspulen.



Partner