

Einrichtung

› Transport

Edelstahliliege

Hochwertige und robuste Transportliege

Die Transportliege ist aus rostfreiem Edelstahl gearbeitet und im MR-Raum bis 3 Tesla einsetzbar. Sie ist mit leichtlaufenden Rädern ausgestattet, von denen zwei in Lauf- und Drehrichtung feststellbar sind. Das Kopfteil lässt sich bis zu 30° anstellen, die Seitengitter sind drehbar.

› TR 8010 Edelstahliliege



TR 8010 | Edelstahliliege

Transportliege

Multifunktionsliege mit sechsfach verstellbarem Kopfteil

Aus speziellem Kunststoff hergestellt bietet diese Liege eine komfortable gepolsterte Liegefläche mit Schaumstoffkern. Weitere Merkmale sind beidseitige absenkbare Seitenlehnen und vier freidrehenden Doppelradrollen mit Feststeller.

› TR 8020 Transportliege



TR 8020 | Multifunktionsliege

Höhenverstellbare Transportliege

Bis 7 Tesla zugelassen

Diese hydraulisch höhenverstellbare Transportliege glänzt nicht nur mit der Möglichkeit einer Trendelenburg-Lagerung sondern auch durch die beidseitig bedienbaren Fußpedale zur Höhenverstellung. Hochwertige Verarbeitung wie auch Materialien zeichnen diese Produkt aus und macht sie zum idealen Partner für Komfort von Patient und Personal.

› TR 8110 | Höhenverstellbare Transportliege



TR 8110 | Höhenverstellbare Transportliege

Spezifikationen

Edelstahliege: TR8010

Material	Rahmen: Edelstahl (CrNi 18/10)	
	Polsterung: PU/Kunstleder	
Abmessungen Liege	190 x 65 cm	(optional 80cm Breite)
	Größe Seitengitter:	80 x 25 cm
	Erhältliche Höhen:	65/70/75/80 cm
	Kopfteil verstellbar:	bis +85°
	Matratzenstärke:	6,4 cm
Eigengewicht	40 kg	
belastbar bis	200 kg	
Ausstattungsoptionen	Infusionsstand / Papierrollenhalter	
	bis 3 Tesla MR-Conditional	

Transportliege: TR8020

Material	Rahmen: ABS-Kunststoff	
	Polsterung: PU-Schaum/Textilgewebe	
Abmessungen Liege	201 x 76 x 96 cm	(LxBxH)
	Liegefläche:	190 x 63 cm
	Höhe Liegefläche:	77 cm
Eigengewicht	48 kg	
belastbar bis	150 kg	
Ausstattungsoptionen	absenkbare Seitengitter	
	bis 3 Tesla MR-Conditional	

Höhenverstellbaren Transportliege: TR8110

Material	Rahmen:	Edelstahl
	Polster:	PU-Schaum
Abmessungen Liege	215 x 68 cm	(LxB, ohne Seitengitter)
	Liegefläche:	200 x 55 cm
	Höhe:	49 bis 94 cm
	Trendelenburg:	12°
	Kopfteil verstellbar:	bis +85°
	Matratzenstärke:	5 cm
Belastbar bis	220 kg	
belastbar bis	bis 7 Tesla MR-Conditional	