

Tisch- und Trolleyauflagen

für MRT, CT und Röntgen

SYSTEME FÜR PATIENTEN-
SICHERHEIT UND KOMFORT
IN DER MRT UMGEBUNG

FON. 07661/980555
FAX 07661/980566
E-MAIL: info@mediquip.de
INTERNET: www.mediquip.de

PUR-Schaum, fester Schaum (Shore-Härte 60)

Nicht ganz so fest wie klassischer fester PUR-Schaum, dafür aber mit höherem Raumgewicht. (Vergleichbar Sitz- und Schlafpolsterungen) Durch die höhere Qualität ist die Lebensdauer besonders lang! Optimal auch für sehr starke, tägliche Beanspruchung.

Kaltschaum, fester Schaum, (Shore-Härte 50 - entspricht etwa Härtegrad H3 bei Matratzen),

Hochwertiger Klasse I Kaltschaum für Matratzen aller Art. Die Matratze ist für Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 110Kg ausgelegt. Dieser Kaltschaum eignet sich für häufige und starke Beanspruchung.

Thermoelastischer VISKO-Schaumstoff (Shore-Härte 30)

Dieser hochwertiger viscoelastischer Schaumstoff, auch Memofoam genannt, reagiert auf Körperwärme und passt sich optimal Ihrer Körperform an (Vermeidung von Druckstellen). Standardstärken sind 4 - 8cm Stärke bestellt. Für Tischauflagen mit höchstem Liegekomfort.

Optionen:

- Unterseite der Auflage wahlweise mit Antirutschbelag oder Flauschband
- mehrteilige Auflagen können mittels Reißverschluss miteinander verbunden werden (z.B. Trolley)
- mit Aussparungen oder Verjüngungen

Beispiele für Kundenanfragen:



PUR-Schaum auch erhältlich in:

SH30 (RG28), SH40 (RG28), SH70 (RG28), SH50 (RG35), SH70 (RG40)

Kaltschaum auch erhältlich in:

SH30 (HR35), SH40 (HR35), SH50 (HR40), SH50 (HR45), SH60 (HR55)

Die komplette Herstellung, Schäumung, Zuschnitt und Konfektionierung, erfolgen in Deutschland. Hierdurch kann eine absolut unbedenkliche Ware mit langer Lebensdauer garantiert werden. Alle Materialien sind oekotex-zertifiziert.